



# Unicorn medImage for Doctor<sup>®</sup> KCMH

UNICORN Enterprise Edition

Software Version 2020

Updated Date : 18/05/2020

Document Version : 2.2.0




Copyright 2010-2020 Pixel Integration Co.,Ltd.



## Contents


No.	Index Name	Pages
1.	Introduction and Sign-In	3-8
2.	Forgot password	9
3.	Main menu screen	10-17
4.	Operation Tools bar	16-18
5.	OR Module	12-38
6.	OPD/ER Module	39-44
7.	IPD Module	45-52
8.	EMR Module	53-60
9.	About	61
10.	Help	62
11.	Sign-Out	63



### Logo screen

ประกอบด้วย

- Logo Name: **Umbrella with cross**
- Customer Name – ชื่อลูกค้าสำหรับโครงการ





## Introduction screen อธิบาย

เพิ่มเติม

Consist of

- Blue **umbrella with cross** Logo
- Customer Name







Sign In



medGarden for Doctor  
King Chulalongkorn  
Memorial Hospital

Please enter your doctor id associated with  
your password. Any question please contact  
administrator.



Doctor ID



Password

Sign In

Forgot your password?

### Sign In screen – หน้าจอ Sign in เข้าสู่ระบบ

No.	Object	Description
1	Doctor ID	รหัสแพทย์ผู้ใช้งาน (รหัสเดียวกับ HIS)
2	Password	Password แพทย์ผู้ใช้งาน (Password เดียวกับ HIS)
3	Sign In	กดปุ่ม Sign In เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเข้าสู่ระบบ
4	Forgot your password?	ลิ้งรหัสผ่าน (ในที่นี่ให้ทำการแจ้งที่ระบบ HIS)



## Forgot Password

Please enter your e-mail address associated with your Med-garden account.



Doctor ID



Email Address

Reset

You will receive temporary password via your email address that entry. Please change your password immediately after log into the system.

Pixel Integration Company Limited.

### Forgot Password

Consist of


- Doctor ID ระบุรหัสผู้ใช้
  - Email Address ระบุ Email
- ระบบจะทำการแจ้งการ Reset และตั้งค่า Password ใหม่

**(หน้าจอนี้จะไม่ได้ใช้เพราะใช้ User และ Password ของ HIS)**



เมื่อระบบทำการถ่ายภาพแล้วจะปรากฏภาพในระบบ EMR ใน Folder **"OPD Picture"** ทั้งใน OPD/ER และ IPD , OR **"Operation view"**





**About :** เกี่ยวกับโปรแกรม  
**Change Password :** ไม่ได้ใช้ เนื่องจาก  
ใช้ Username และ Password เดียวกับ  
ระบบ HIS

## MENU Part 2

No.	Object	Description
1	Change Password	แก้ไขรหัสผ่าน (ให้ทำการแก้ไขในระบบ HIS)
2	About	เกี่ยวกับ Program และ Version
3	My Profile	แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
4	Help	ดูคู่มือการใช้งานโปรแกรมและวิดีโอสาธิตการใช้งานส่วนต่างๆ






## Operation Tools bar



Tools bar table


No.	Label	Icon	Description
1	Take Picture		ถ่ายภาพผู้ป่วย
2	Take Video		ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Video)
3	Template		เลือก Template ในแต่ละคลินิก
4	Add page	P+	เพิ่มการถ่ายภาพ
5	Delete page	P-	ลบภาพถ่ายหน้าปัจจุบัน
6	Talk and translation		พูดและแปลเป็นตัวอักษร
7	Pen size	Size 5	ตั้งค่าขนาดปากกา (Default 5)
8	Pen drawing		เลือกการวาดด้วยปากกา
9	Pen color		เลือกสีปากกา
10	Hi light		ทำ Hi-light ภาพ (สีจะเป็นไปตาม Pen color)
11	Eraser		ลบเส้นปากกาที่วาด
12	Clear all drawing		ลบการวาดทั้งหมดในหน้าจอปัจจุบัน
14	Add text	A	พิมพ์ข้อความลงบนภาพที่ถ่าย หรือ Template



15	Rotate		กลับองศาภาพ (Rotation)
16	Undo		ย้อนกลับการทำงานที่ละ Step
17	Redo		ยกเลิกย้อนกลับการทำงานที่ละ Step
18	Recent take picture(s)		เลือกภาพที่ถ่ายไปแล้วในผู้ป่วยนั้นๆ (จะหายไปเมื่อเลือกผู้ป่วยใหม่)




## OR Module



medGarden for Doctor

King Chulalongkorn Memorial Hospital

Power by Unicorn Product Group



No.	Content	Action
1	Manual Entry Tab	ให้ทำการระบุ HN ที่ต้องการวาดโดยการกรอกเลขเองโดยผู้ใช้งาน
2	Today Cases	แสดงข้อมูลตารางการผ่าตัดภายในวัน
3	Today Operated	แสดงรายการผ่าตัดเสร็จสิ้นภายในวัน
4	Enter HN	ระบุ HN เอง
5	Scan Barcode	อ่านบาร์โค้ด HN
6	Search	เริ่มถ่ายภาพจาก HN ที่กำหนด
7	Image History	ค้นหาประวัติการถ่ายภาพโดยระบุ HN



#StayHomeAIS 18:57 73%

< Back OR

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Cases Today Operated

6216861 Scan Barcode

Start Operation

Treatment History

Enter HN Done

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
- / : ; ( ) \$ & @ "  
#+= . , ? ! ' [X]  
ABC [Globe] [Microphone] space return

ทำการระบุ HN หรือสแกนบาร์โค้ดจากเอกสาร  
(กดปุ่ม **Scan Barcode** กรณีต้องการสแกน  
จากเอกสารที่มี barcode HN)



#StayHomeAIS 23:56 94%

< Back OR

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Cases Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563


เวลา ชื่อ - นามสกุล

ห้องผ่าตัด ภูมิสี N/A  
ริช 8A (ENT) HN. 176/53 อายุ ปี  
GA1 N/A  
000000

ห้องผ่าตัด ภูมิสี N/A  
ริช 8A (ENT) HN. 56121/61 อายุ ปี  
GA1 N/A  
000000

**Today Cases**

ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้ทำการ Set การผ่าตัด ณ วัน  
ปัจจุบัน โดยจะแสดงข้อมูลตามรหัสแพทย์ที่อยู่ใน  
Set ผ่าตัดของผู้ป่วยในวันปัจจุบัน



Scan **HN** Barcode





#StayHomeAIS 19:40 83%

Back

## Patient Detail



Caregiver [Redacted]

Specialty License No.

Patient

1

ข้อมูลรายการเตรียมถ่ายภาพผ่าตัดของ  
ผู้ป่วย (กรณีกรอกหรือสแกนบาร์โค้ด HN  
แล้วพบในระบบที่เปิดการเชื่อมต่อกับ HIS



HN. 62168/61

N/A

หญิง

N/A

Birth Date. 24/05/1987

AN

Admit Date

Diagnosis **Base of tongue mass**

Operation **MicroDL + CO2 laser**

เวลา 000000 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริฯ 8A (ENT) (GA1)

Surgeon/ผู้ช่วย รศ.นพ.วีระชัย ศิริกาญจนณรงค์,  
พญ.อาทิตย์ยา ฉิมเชื้อ , นพ.วรุฒม์ ตี  
รยาอุดมสุข

Start Operation

2

เริ่มถ่ายภาพกดปุ่ม

**Start**



#StayHomeAIS 19:40 83%

Back Patient Detail

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

**Patient**

HN. 62168/61  
N/A   
N/A Birth Date. 24/05/1987

AN  
Admi  
Diag

Do you want start drawing?


Operation MicroDL + CO2 laser

เวลา 000000 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริฯ 8A (ENT) (GA1)


Surgeon/ผู้ช่วย รศ.นพ.วีระชัย ศิริกาญจนะรงค์,  
พญ.อาทิตย์ยา นิยมเชื้อ , นพ.วรุตม์ ตี  
รยาอุดมสุข

**Start Operation**

กด **OK** เพื่อยืนยันการทำงาน




No.	Content	Action
1	Finish Operate	เสร็จสิ้นการถ่ายภาพและทำการบันทึกภาพเข้าเครื่องแม่ข่ายระบบ EMR ของโรงพยาบาลและระบบ HIS ( <b>Operation view</b> )
2	Patient , Doctor	ข้อมูลผู้ป่วยและแพทย์ที่ทำการถ่ายภาพ
3	Page [N]	จำนวนภาพถ่ายหรือ Template ที่มีการรักษาในครั้งนั้นๆ
4	Tool bar	เครื่องมือในการถ่ายภาพ วาดภาพและ Template

No.	Content	Action
1	Take Picture 	ปุ่มรูปถ่ายภาพ เพื่อทำการถ่ายภาพผู้ป่วย กด <b>Use</b> เพื่อยืนยัน
2	Add Page 	เพิ่มภาพถ่าย
3	Delete Page 	ลบภาพถ่าย







กล้องถ่ายภาพจะมี Option ให้เลือก 




<u>No.</u>	<u>Content</u>	<u>Action</u>
1	Normal Camera	ถ่ายภาพปกติ
2	Camera with crop feature	ถ่ายภาพพร้อมฟังก์ชันการเลือกกรอบข้อมูลภาพ
3	Camera with guide of body	ถ่ายภาพพร้อมเค้าร่างของอวัยวะ
4	Camera with ruler (AR)	ถ่ายภาพพร้อมวัดขนาด (เซนติเมตร)
5	Video	ถ่ายวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว




เลือก Template ตามภาควิชาที่ระบุ  
กด **OK** เพื่อยืนยันการทำงาน





<u>No.</u>	<u>Content</u>	<u>Action</u>
1	Other templates	Templates จากภาควิชาอื่นๆ
2	Visit templates	รูปถ่ายจากการ Visit ครั้งก่อน




กดปุ่ม เพิ่มภาพ แล้วทำการยืนยัน

1

2

ยืนยันการเพิ่มภาพถ่าย

**OK** เพิ่ม **Cancel** ยกเลิก  
การเพิ่มหน้า



กดปุ่ม ลบภาพ แล้วทำการยืนยัน

1

ยืนยันการเพิ่มภาพถ่าย

**OK** เพิ่ม **Cancel** ยกเลิก  
การเพิ่มหน้า

2






#StayHomeAIS 19:43 84%

Cancel Drawing Finish Operate

Patient N/A Age N/A Gender หญิง Doctor


Page 1 Page 2



Size 5

ปุ่มเพิ่มความหนาของปากกา (Default size 5)





ปุ่ม Clear ปากกาที่ทำการวาดทั้งหมด

1

ยืนยันการล้างค่าการวาด

**OK** ยืนยัน **Cancel**  
ยกเลิก

2



📶 #StayHomeAIS 📶 19:44 🔊 85% 🔋


Cancel Drawing Finish Operate

Patient N/A Doctor  
Age N/A Gender


Page 1 Page 2

Insert Text in the picture





การ Rotation ภาพถ่าย  
ทางขวามือ



การ Rotation ภาพถ่ายทางขวามือ






#StayHomeAIS 19:45 85%

Cancel

Photo



เลือกภาพที่เคยถ่ายก่อน  
หน้ามาใช้งาน





#StayHomeAIS 19:46 85%

< Back OR

Caregiver รศ.นพ. วีระชัย ศิริกาญจนะรงค์  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล

ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ N/A  
รพ. 8A (ENT) HN. 62168/61 อายุ...  
GA1 N/A  
00:00:00

#StayHomeAIS 19:46 85%

Cancel Drawing Finish Operate

Patient N/A Age N/A Gender หญิง Doctor รศ.นพ. วีระชัย ศิริกาญจ...

Page 1 Page 2

Finish operate confirmation?

Cancel OK





#StayHomeAIS 19:46 86%

< Back OR

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล

ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ N/A  
รพ. 8A (ENT) HN. 62168/61 อายุ...  
GA1 N/A  
00:00:00

Cancel

ยกเลิกข้อมูลการถ่ายภาพ  
ของผู้ป่วย

#StayHomeAIS 19:46 86%

< Back OR

Caregiver รศ.นพ. วีระชัย ศิริกาญจนณรงค์  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563



เวลา ชื่อ - นามสกุล

Re-Operate Favorite

ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ N/A  
รพ. 8A (ENT) HN. 62168/61 อายุ...  
GA1 N/A  
00:00:00

**Re-Operate** คือทำการลบ  
หรือเพิ่มเติมข้อมูลภาพ

**Favorite** คือทำการบันทึก  
เข้าสู่ "My case study"



- 1. Enter HN** คือ ระบุ HN ที่ต้องการ หรือกดปุ่มสแกนบาร์โค้ด
- 2. Search** คือ ค้นหาข้อมูล HN ตามที่ระบุ



#StayHomeAIS 19:49 87%

< Back OR

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล

Do you want Add to case study for this Patient?

No Yes

กดปุ่ม **Yes** เพื่อยืนยันการบันทึกลง **"My case study"**

#StayHomeAIS 19:50 87%

< Back OR

Caregiver รศ.นพ. วีระชัย ศิริกาญจนะรงค์  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล

HN 61062168 has already add to your case study

Close



#StayHomeAIS 19:50 87%

< Back My Case Study

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.


OR IPD OPD

My Case Study OR

เวลา	ชื่อ - นามสกุล
 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ N/A ริษ 8A (ENT) HN. 62168/61 อายุ ปี GA1 N/A 000000	

Remove from My case study

แสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ทำการบันทึก  
My case study ของแต่ละ  
Module (OPD,IPD/ER,OR)



ยก **Yes** เพื่อยืนยันการลบข้อมูล  
ออกจาก **My case study**



#StayHomeAIS 19:50 87%

< Back OR

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Listing Today Operated

ตารางการผ่าตัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล


Do you want to Re-Operation  
for this Patient?

No Yes

ยก **Yes** เพื่อยืนยันแก้ไข  
ข้อมูลการถ่ายภาพ



## OPD Module



medGarden for Doctor

King Chulalongkorn Memorial Hospital

Power by Unicorn Product Group



#StayHomeAIS 20:04 91%

< Back OPD

Caregiver [Redacted]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Image

134 Scan Barcode

Search

Enter HN Done

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
- / : ; ( ) \$ & @ "  
#+= . , ? ! ' < >  
ABC globe microphone space return

#Staysafe AIS 17:15 28%

Back Result

Caregiver [Redacted]  
Specialty ศัลยแพทย์ License No. 2.5678

Patient

HN. 1/34  
[Redacted]  
68y 5m 27d Birth Date. 29/05/2488

Clinic รังสิตวิทยาวินิจฉัย (ตึกภูมิสิริฯ2A)

VN. 43

Visit Date 04/01/2021

Visit Time 08:50:00


Doctor Name \*\*ไม่ระบุแพทย์\*\*

Category OPD Picture

Start

No.	Content	Action
1	Scan Barcode	สแกนบาร์โค้ดเอกสารโดยไม่ต้องพิมพ์ HN
2	Search	ค้นหาข้อมูล HN ที่ทำการระบุ (ผู้ป่วยที่มี Visit ในวันนี้)
3	Start	ทำการเริ่มถ่ายภาพ





จะปรากฏข้อความนี้ในกรณีที่กดปุ่ม  
**P-** ในการเริ่มการถ่ายภาพ เพราะ  
ระบบไม่สามารถลบ Page 1 ซึ่งเป็น  
Page เริ่มต้นได้



#StayHomeAIS 20:08 92%

< Back OPD

Caregiver [Redacted] ศ  
Specialty License No.

Manual Entry Today Image

ตารางผู้ป่วย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา	ชื่อ - นามสกุล
19/04/2020 08:37:00	น.ส. เกศริน ชัดเงางาม HN. 12299/63 อายุ 0 ปี VN. 89

แสดงข้อมูลหลังจาก  
หลังจากบันทึกการ  
ถ่ายภาพในวันนั้นๆ



#StayHomeAIS 20:09 92%

< Back OPD

Caregiver ร. [REDACTED]  
Specialty License No.

Manual Entry Today Image

ตารางผู้ป่วย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา	ชื่อ - นามสกุล
19/04/2020	น.ส. เกศริน ชัดเงางาม
08:37:00	HN. 12299/63 อายุ 0 ปี VN. 89

Cancel

ยกเลิกการบันทึกข้อมูล  
การถ่ายภาพในวันนั้นๆ



#StayHomeAIS 20:10 92%

< Back OPD

 **Caregiver** รศ.นพ. วีระชัย ศิริกาญจนะรงค์  
**Specialty License No.**

Manual Entry Today Image

ตารางผู้ป่วย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2563

เวลา ชื่อ - นามสกุล


Re-Operate Favorite		19/04/2020	น
		08:37:00	ฟ
			ว

**Re-Operate** คือทำการลบ  
หรือเพิ่มเติมข้อมูลภาพ

**Favorite** คือทำการบันทึก  
เข้าสู่ "My case study"



## IPD Module



medGarden for Doctor

King Chulalongkorn Memorial Hospital

Power by Unicorn Product Group



📶 #Staysafe AIS 4G 12:07 52% 🔋

< Back Ward

🔍 Search Cancel

สก.4 (สามัญ)

สก.4 (พิเศษ)

สก.4 (IMCU)

ICU สก.5

สก.6 (สามัญ)

สก.6 (พิเศษ)

สก6 (IPCCU)


ICU กุมาร (สก.8)

ICU ศัลยกรรมประสาท1 (สก.8)

สก.14 เสาวภา(สามัญ)

สก.15 สวนลุมพินี(สามัญ)

เมื่อเข้าสู่ IPD ระบบจะให้ทำการเลือก **Ward** ทำการเลือก Ward ที่ผู้ป่วย Admit (กรณีเลือกผิดสามารถกลับมาเลือกใหม่ได้ ระบบจะแสดงผู้ป่วยตาม Ward ที่ทำการเลือก)



No.	Content	Action
1	Manual Entry Tab	ให้ทำการระบุ HN ที่ต้องการวาดโดยการกรอกเลขเองโดยผู้ใช้งาน
2	Ward Cases	แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดจาก Ward ที่ทำการเลือกในเบื้องต้น
3	Today Image	แสดงรายการผู้ป่วยที่ทำการบันทึกภาพแล้ว
4	Enter HN	ระบุ HN เอง
5	Scan Barcode	อ่านบาร์โค้ด HN
6	Search	เริ่มถ่ายภาพจาก HN ที่กำหนด
7	Image History	ค้นหาประวัติการถ่ายภาพโดยระบุ HN



#Staysafe AIS 4G 12:07 52%

< Ward IPD

Caregiver [Redacted]  
Specialty ศัลยแพทย์ License No. 7.5878




Manual Entry Ward Cases Today Image

สก.4 (สามัญ)

เวลา ชื่อ - นามสกุล

ระบุ HN เพื่อค้นหาได้ Hide filter

Q HN Cancel

	01/06/2020 10:32:11	[Redacted] HN. 1 [Redacted] AN. 46332/63
	16/09/2020 11:43:00	[Redacted] HN. [Redacted] 23 ปี AN. 35797/63
	23/09/2020	[Redacted]

สามารถซ่อนหัวข้อการค้นหา HN ได้

เลือก HN เพื่อทำการถ่ายภาพ





#Staysafe AIS 4G 12:07 52%

< Back IPD Detail

Caregiver [Redacted]  
Specialty ศัลยแพทย์ License No. [Redacted]

**Patient**

HN. 1/34  
[Redacted] Male  
68y 5m 30d 08/07/1952

AN. 41542/63

Admit Date 22/09/2020

Admit Time 15:32:00

Ward สก.4(สามัญ)

Category IPD Picture

**Start**

แสดงข้อมูลการเข้ารับรักษาก่อนทำการ  
ถ่ายภาพ

ทำการกดปุ่ม **Start** เพื่อยืนยันการสุระบบ  
ถ่ายภาพ



#Staysafe AIS 4G 16:22 84%

Cancel Drawing Finish Operate

นาย บุญลือ สุขละมุด  
HN. 34000001 สก.4 (สามัญ)

Page 1

Please choose your camera feature.

CAMERA

Normal Camera

Camera with crop feature

Camera with guide of body

Camera with ruler (AR)

VIDEO

Video




No.	Content	Action
1	Normal Camera	ถ่ายภาพปกติ
2	Camera with crop feature	ถ่ายภาพพร้อมฟังก์ชันการเลือกกรอบข้อมูลภาพ
3	Camera with guide of body	ถ่ายภาพพร้อมเค้าร่างของอวัยวะ
4	Camera with ruler (AR)	ถ่ายภาพพร้อมวัดขนาด (เซนติเมตร)
5	Video	ถ่ายวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว
6	Finish	ทำการบันทึกข้อมูล



#Staysafe AIS 4G 16:28 87%

< Ward IPD

 **Caregiver** นาย ประหยัด จันทร์อึ้งคาร  
**Specialty** ศัลยแพทย์ **License No.** ว.5678

Manual Entry Ward Cases Today Image


สก.4 (สามัญ)

เวลา ชื่อ - นามสกุล

Hide filter

Q HN Cancel

My case ☒


	22/09/2020 15:32:00	นาย บุญลือ สุขละมูล HN. 1/34 อายุ 68 ปี AN. 41542/63
	06/12/2020 11:18:00	นาย เตยลัม แซ่จิว HN. 84066/63 อายุ 78 ปี AN. 48352/63

ข้อมูลที่ทำการบันทึกภาพแล้วจะแสดงที่  
หัวข้อ **Today Image** ในหน้าจอนี้



#Staysafe AIS 4G 16:28 87%

< Ward IPD

 **Caregiver** นาย ประหยัด จันทร์อังกคาร  
**Specialty** ศัลยแพทย์ **License No.** ว.5678

Manual Entry Ward Cases Today Image

สก.4 (สามัญ)


เวลา ชื่อ - นามสกุล


Hide filter

Q HN Cancel

My case ☒

Re-Operate Favorite

 22/09/2020 น  
15:32:00 H  
A

 06/12/2020 นาย เตียลัม แซ่จิ๋ว  
11:18:00 HN. 84066/63 อายุ 78 ปี  
AN. 48352/63

ข้อมูลที่ทำให้การบันทึกภาพแล้วจะแสดงที่หัวข้อ **Today Image** ในหน้าจอนี้ ผู้ใช้งานสามารถ

1. ทำการกลับไปเพิ่มลบภาพได้ (**Re-Operate**)
2. เพิ่มเข้า My case study โดยเลือก **Favorite**
3. ยกเลิกการถ่ายภาพได้ โดยการเลือกปุ่ม **Cancel**



## EMR Module

#StayHomeAIS 20:13 93%

< Back EMR Mobile Viewer

medGarden for Doctor  
King Chulalongkorn  
Memorial Hospital

Please enter Patient Hospital Number

Enter HN Scan Barcode

Search

Favorite

No.	Content	Action
1	Enter HN	กรอกข้อมูล HN
2	Scan Barcode	สแกนบาร์โค้ดเอกสาร (ไม่ต้องพิมพ์เลข HN)
3	Search	ค้นหาข้อมูลเวชระเบียนของ HN ที่ระบุ
4	Favorite	บันทึกเงื่อนไขการค้น (ยังไม่เปิดให้ใช้)



#StayHomeAIS 20:16 93%

Back EMR Result

Result of Patient Treatment History

HN 43290/60  
Patient Name ธนวัน ชอบชื่น  
Age N/A Birth Date 04/06/2499  
Gender N/A

Clear Filter

OPD IPD

Filter Category Caregiver Clinic Year

Visit Date 06/02/2563  
No. 0  
Diagnosis - Old Medical Records All  
Caregiver N/A  
Clinic N/A

Visit Date 15/11/2562  
No. 43  
Diagnosis - OPD Records  
Caregiver N/A  
Clinic โรคหัวใจ (นอก...

#StayHomeAIS 20:19 94%

Back EMR Result

Result of Patient Treatment History

HN 43290/60  
Patient Name ธนวัน ชอบชื่น  
Age N/A Birth Date 04/06/2499  
Gender N/A

Clear Filter

OPD IPD

Filter Category Caregiver Ward Year

Admit Date 19/07/2560  
No. 60027353  
Diagnosis - Doctor Order ( Physicians order sheet )  
Caregiver N/A  
Ward สก.19 เสาวภา(...

Admit Date 19/07/2560  
No. 60027353  
Diagnosis - Graphic Chart  
Caregiver N/A  
Ward สก.19 เสาวภา/...

No.	Content	Action
1	Clear Filter	ยกเลิกการกรองข้อมูล
2	OPD,IPD Tab	Tab แสดงข้อมูลสแกนเอกสาร OPD และ IPD
3	Category	กรองข้อมูลตามประเภทเอกสาร
4	Caregiver	กรองข้อมูลตามแพทย์ผู้รักษา
5	Ward/Clinic	กรองข้อมูลตาม <b>Ward</b> (IPD) , <b>Clinic</b> (OPD)
6	Year	กรองข้อมูลตามปี



#StayHomeAIS 20:19 94%

Category

ALL

Doctor Order ( Physicians order sheet )

Graphic Chart

Lab pathology and Investigation

Nursing Documentation


Operative Record

Other Document

Patient Data Type

Submit Cancel

เลือกข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการกรอก



เลือกข้อมูลคลินิกที่ต้องการกรอง (OPD)







#StayHomeAIS 20:19 94%

Ward

23C (C-ICUสก17)



ALL

สก.19 เสาวภา(พิเศษ)



เลือกข้อมูล WARD ที่ต้องการกรอง (IPD)

Submit Cancel





#StayHomeAIS 20:19 94%


Year

ALL

2560

เลือกข้อมูลปีที่ต้องการกรอง

Submit Cancel



ดูภาพเอกสาร ด้านล่างคือ Thumbnail

Thumbnail



MedImage

Power by Unicorn Product Group

We served Medical on mobile application for  
performance use path of patient nurse and  
doctor.

Version 1.3.0

**Application current version**

Copyright 2018 @All rights reserved  
Pixel Integration Company Limited.




User Manual →

About →



คู่มือการใช้งานโปรแกรม



Sign-Out ออกจากระบบ